

**POLIKLINIKA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU  
ZAVOD ZA BIOHEMIJU**

Redni broj	Naziv usluge	Opis usluge	Vrsta pretrge	Vrsta uzorka	Okvirni rok za izdavanje nalaza (ana)	Mjesto vršenja usluge	Vrsta uputnice	Kontakt (Telefon, e-mail adresa, kontakt osoba)
1.	Kompletna krvna slika -KKS	Kompletna krvna slika je osnovna, rutinska hematološka pretraga koja uključuje određivanje broja eritrocita, broja leukocita i trombocita. Određuje se na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije..	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547.
2.	Kompletna krvna slika -broj eritrocita	Eritrociti, crvena krvna zrnca su ćelije periferne krvi čiji glavni sastojak hemoglobin prenosi kisik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva u pluća. Broj eritrocita određuje se na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije..	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547.
3.	Kompletna krvna slika -broj leukocita	Leukociti, bijela krvna zrnca su ćelije periferne krvi čija je osnovna funkcija zaštita organizma od raznih toksičnih agenasa. Broj leukocita se određuje na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547.
4.	Kompletna krvna slika -hemoglobin	Određivanje vrijednosti hemoglobina na principu spektrofotometrije cijanmethemoglobinskom metodom. Hemoglobin je najvažniji sastojak crvenih krvnih zrnaca i zajedno sa njihovim brojem daje podatak o hematološkim poremećajima eritrocitne loze.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547.
5.	Kompletna krvna slika -hematokrit	Hematokrit (Hct) predstavlja volumni dio eritrocita u jedinici pune krvi. Određuje se na automatskom hematološkom brojaču.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547.
6.	Kompletna krvna slika -MCV	MCV predstavlja prosječan volumen eritrocita, a izračunava se iz broja eritrocita i vrijednosti hematokrita.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547.
7.	Kompletna krvna slika -MCH	MCH predstavlja prosječni sadržaj hemoglobina u eritocitu, a izračunava se iz koncentracije hemoglobina i broja eritrocita.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547.

8.	Kompletna krvna slika -MCH	MCHC predstavlja prosječnu koncentraciju hemoglobina u eritrocitu, a izračunava se iz koncentracije hemoglobina i hematokrita.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
9.	Kompletna krvna slika -MCH	RDW označava raspodjelu eritrocita prema volumenu, čime se dobiva podatak o veličini i raspodjeli eritrocita i /ili grafički prikazana raspodjela eritrocita.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
10.	Kompletna krvna slika -MCH	Trombociti ili krvne pločice su ćelije koje sudjeluju u procesu zgrušavanja krvi njihov broj daje podatak o primarnoj hemostazi. Određuje se na automatskom hematološkom brojaču metodom volumetrijske impedancije, protočnecitometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
11.	PDW	PDW označava raspodjelu trombocita prema volumenu. Određuje se na automatskom hematološkom brojaču metodom volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
12.	MPV	MPV označava prosječan volumen po trombocitu. Određuje se na automatskom hematološkom brojaču metodom volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
13.	P-LCR	P-LCR označava postotak velikih trombocita (većih od 12 fl). Određuje se na automatskom hematološkom brojaču metodom volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
14.	PCT	PCT označava trombokrit. Određuje se na automatskom hematološkom brojaču metodom volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
15.	Diferencijalna krvna slika - DKS	DKS je pretraga kojom se utvrđuje postotak pojedinih vrsta bijelih krvnih zrnaca morfološke osobine ćelija leukocitopoeze i eritrocitopoeze u preparatu razmaza periferne krvi obojene metodom po Pappenheimu.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .

16.	Diferencijalna krvna slika - ručno	DKS je pretraga kojom se utvrđuje postotak pojedinih vrsta bijelih krvnih zrnaca, morfološke osobine ćelija leukocitopoeze i eritrocitopoeze u preparatu razmaza periferne krvi obojene metodom po Pappenheimu.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
17.	Diferencijalna krvna slika - neutrofilni segmentirani granulociti	Neutrofilni segmentirani granulociti čine osnovu fagocitnog odbrambenog sistema u organizmu. Određuju se na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
18.	Diferencijalna krvna slika - neutrofilni neselementirani granulociti	Neutrofilni neselementirani granulociti čine osnovu fagocitnog odbrambenog sistema u organizmu. Određuju se na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
19.	Diferencijalna krvna slika - limfociti	Određivanje broja limfocita na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije. Limfociti su vrsta bijelih krvnih zrnaca. Razlikuju se T limfociti koji sudjeluju u ćelijskom imunitetu i B limfociti B koji se transformišu u plazma ćelije i sudjeluju u humoralnom	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
21.	Diferencijalna krvna slika - monociti	Određivanje broja monociti koji čine osnovu fagocitnog odbrambenog sistema u organizmu na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
22.	Diferencijalna krvna slika - eozinofilni granulociti	Određivanje broja eozinofilni granulociti na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije. Predstavljaju vrstu bijelih krvnih zrnaca sa odbrambenom funkcijom u organizmu, a sudjeluju i u alergijskim reakcijama, parazitarim infekcijama i nekim	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
23.	Diferencijalna krvna slika - bazofilni granulociti	Određivanje broja bazofilnih granulociti na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije. Bazofilni granulociti su najmanje zastupljeni leukociti periferne krvi čija funkcija nije sasvim razjašnjena, ali je poznato da sudjeluju u reakcijama rane preosjetljivosti.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
24.	Procenat neutrofilnih granulocita NEUT %	Određivanje broja neutrofilnih granulocita na 100 leukocita. Određuje se automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije..	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .
25.	Procenat eozinofilnih granulocita EO%	Određivanje broja eozinofilnih granulocita na 100 leukocita. Određuje se automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a> .

26.	Procenat bazofilnih granulocita BASO%	Odredjivanje broja bazofilnih granulocita na 100 leukocita na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
27.	Procenat limfocita LYMPH%	Odredjivanje broja limfocita na 100 leukocita na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
28.	Procenat monocita MONO%	Odredjivanje broja monocita na 100 leukocita na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
29.	Procenat eritroblasta NRBC%	Odredjivanje broja eritroblasta na 100 leukocita na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
30.	Broj retikulocita	Odredjivanje mladih eritrociti koji sadrže ostatke RNK u obliku granulofilamentozne supstance na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije..	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
31.	Procenat retikulocita RET%	Odredjivanje broja retikulocita na 100 eritrocita na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
32.	IRF	IRF označava udio nezrelih retikulocita. Određuje se na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
33.	LFR	LFR označava udio retikulocita visoke zrelosti. Određuje se na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
34.	MFR	MFR označava udio retikulocita srednje zrelosti. Određuje se na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>

35.	HFR	HFR označava udio retikulocita niske zrelosti. Određuje se na automatskom hematološkom brojaču na principima volumetrijske impedancije, protočne citometrije i fotometrije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
36.	Broj retikulocita na preparatu razmaza	Određivanje broja retikulocita u 1000 eritrocita na preparatu razmaza periferne krvi. Retikulociti predstavljaju mlade eritrocite sa ostacima RNK u obliku granulofilamentozne supstance, koja se boji vitalnom bojom metodom briljant-krezol-modrilo.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
37.	Broj mononuklearnih ćelija	Mononuklearne ćelije su sve ćelije sa jednim jedrom. Brojimo ih u razmazu periferne krvi koji je obojen metodom po Papeinheimu.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
38.	Diferencijalna krvna slika - plazma stanice	Mikroskopsko diferenciranje ćelija na razmazu periferne krvi obojenom metodom po Papeinheimu i određivanje broja plazma ćelija na 100 leukocita	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
39.	Diferencijalna krvna slika - plazma stanice	Pretraga kojom se u posebno građiranoj pipeti u određenim vremenskim razmacima posmatra brzina taloženja eritrocita krvi kojoj je dodan citrat (Westergreen).	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
40.	IG broj nezrelih granulocita	Određivanje broja nezrelih granulocita IG u krvi na automatskom hematološkom brojaču	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
41.	IG broj nezrelih granulocita	Mikroskopsko diferenciranje ćelija koštane srži na razmazu obojenom metodom po Papeinheimu sa ciljem određivanjem vrste, broja, faze razvoja i izgleda krvotvornih ćelija (ćelija eritropoeze, granulocitopoeze, trombocitopoeze, limfocitopoeze i monocita).	Dijagnostička pretraga	Punktat koštane srži	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
42.	Određivanje alkalne fosfataze u leukocitima - ALPA	fosfataza je enzim prisutan u citoplazmi zrelih i nezrelih granulocita periferne krvi i koštane srži i daje pozitivnu citohemijsku reakciju u obliku smeđeg taloga. Odsutna ili smanjena aktivnost nalazi se kod hronične mijeloične leukemije, infektivne mononukleoze, paroksizmalne noćne hemoglobinurije, a povećana kod akutne limfatične	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
43.	Određivanje aktivnosti alfa-naftil-acetat esteraze u leukocitima - EST	Određivanje aktivnosti alfa-naftil-acetat esteraze svjetlosno-mikroskopskom analizom razmaza krvi ili koštane srži obojenog citohemijskom metodom po Yamu. Ova metoda služi za identifikaciju monoblastnih tipova leukemije.	Dijagnostička pretraga	Puna krv / koštana srž	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547

44.		Peroksidaza je oksidoredukcijski enzim prisutna u primarnim zncima neutrofila, eozinofila i monocita. Dokazivanje aktivnosti ovog enzima citohemijskom metodom na razmazu krvi je od velikog značaja pri diferenciranju porijekla mijeloidne od ostalih tipova leukemija.	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
45.	Određivanje slobodnog jonskog željeza u ćelijama i određivanje siderocita i sideroblasta.	Određivanje prisustva sideroblasta/siderocita citohemijskom metodom na razmazu aspirirane koštane srži ili krvi .Siderociti su eritrociti u kojima se nalaze granule nehemoglobinskog željeza. Metoda je sa pruskim plavim, granule se boje plavo-zeleno, u obliku su nježne plavičaste prašine. Sideroblasti su eritroblasti koji se u koštanoj srži također boje	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
46.	Određivanje masti u ćelijama krvi	Dokazivanje masnih tvari u ćelijama na razmazima krvi ili koštane srži bojenjem citohemijskom metodom Sudan B. Sudan B boji različito lipide uključujući neutralne masti, fosfolipide i steroide. Koristi se za razlikovanje akutne limfatične leukemije od akutne mijeloidne leukemije.	Dijagnostička svjetlosno-mikroskopska pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
47.	Određivanje polisaharida u leukocitima	Dokazivanje polisaharida u ćelijama na razmazima krvi ili koštane srži itohemijskim ojenjem PAS. Koristi se za razlikovanje akutne limfatične leukemije i nekih suptipova akutne mijeloidne leukemije	Dijagnostička pretraga	Puna krv	2 dana	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
48.	Određivanje osmotske rezistencije eritrocita	Makroskopsko određivanje otpornosti eritrocita prema hipotoničnoj otopini NaCl. Osmotska rezistencija se koristi u dijagnostici raznih tipova nasljednih hemolitičkih anemija koje se karakterišu ubrzanom razgradnjom eritrocita i obično su uzrokovane metaboličkim pretraga poremećajem na membrani i u funkciji enzima eritrocita ili poremećajem gradnje hemoglobina	Dijagnostička pretraga	Puna krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
49.	Likvor fizikalni pregled likvora	Pregled izgleda i boje cerebrospinalne tečnosti, likvora, koja se dobija punkcijom kičmenog kanala. Normalni organoleptički likvor je bistra, bezbojna, vodenasta tečnost bez taloga.	Dijagnostička pretraga	Likvor	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
50.	Likvor - nativni pregled likvora	Mikroskopski pregled cerebrospinalne tečnosti na prisustvo ćelija i eritrocita sa određivanjem broja nadjenih ćelija u Fuchs-Rosenthalovoj komori.	Dijagnostička pretraga	Likvor	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
51.		Određivanje količine šećera u cerebrospinalnoj tečnosti pri sumnji i postavljanju dijagnoze upale moždanih ovojnica izazvane virusima ili bakterijama. Određuje se spektrofotometrijski -metodom heksokinaza po Kunst-u	Dijagnostička pretraga	Likvor	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
52.	Likvor – biohemijske pretrage TP u likvoru	Određivanje vrijednosti ukupnih proteina u cerebrospinalnoj tečnosti. Povećana koncentracija proteina u likvoru prisutna je kod upale moždanih ovojnica/mozga.Određuje se spektrofotometrijski -metodom biureta po Kingsley i Henry.	Dijagnostička pretraga	Likvor	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547

53.	Likvor – biohemijske pretrage Cl u likvoru	Odredjivanje vrijednosti hlorida u cerebrospinalnoj tečnosti se koristi u dijagnostici upale moždanih ovojnica-mozga. Metoda jon-selektivne elektrode .	Dijagnostička pretraga	Likvor	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
54.	Likvor - biohemijske pretrage LDH u likvoru	Povećana aktivnost laktat dehidrogenaze je u 90 % slučajeva kod bakterijskog meningitisa dok je u slučajevima virusnog meningitisa povećana u 10 % slučajeva. Povećanje LDH raniji je pokazatelj bakterijskog meningitisa nego pad koncentracije glukoze u likvoru. LDH se određuje spektrofotometrijski -enzimatska metoda (laktat-piruvat po Wackeru).	Dijagnostička pretraga	Likvor	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
55.	Likvor – biohemijske pretrage IgG u likvoru	Odredjivanje vrijednosti imunoglobulina G nefelometrijskom metodom u cerebrospinalnog tečnosti kod sumnje na upalne i druge patološke procese u mozgu.	Dijagnostička pretraga	Likvor	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
56.	Likvor - biohemijske pretrage ALB u likvoru	Odredjivanje albumina u cerebrospinalnoj tečnosti nefelometrijskom metodom kod sumnje na upalu moždanih ovojnica/mozga, Albumini normalno čine 55-75 pretraga moždanih ovojnica/mozga, Albumini normalno čine 55-75 pretraga % ukupnih bjelančevina u cerebrospinalnoj tečnosti.	Dijagnostička pretraga	Likvor	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
57.	Indeks IgG i ALB u likvoru i serumu	Određivanje odnosa albumina i globulina (albumino-globulinskog koeficijenta) u cerebrospinalnoj tečnosti i krvi od velikog je značaja za procjenu krvno-likvorske barijere, te za izračunavanje količine intratekalno sintetiziranih imunoglobulina.	Dijagnostička pretraga	Likvor	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
58.	Diferenciranje ćelija likvora po Sayk-u	Mikroskopsko određivanje ćelija na razmazu cerebrospinalne tečnosti. U slučaju prisustva 100 i više od 100 ćelija vrši se taloženje cerebrospinalne tečnosti u sedimentacionoj komori po Sayku. Razmaz od nastalog sedimenta se boji po Papeinheimu i diferencira	Dijagnostička pretraga	Likvor	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
59.	Oksihemoglobin	Odredjivanje oksihemoglobina u krvi na ABL biohemijskom analizatoru. Oksihemoglobin je složeni protein koga čini globin i prostetične grupa hema. Nalazi se u eritrocitima i služi za prenos kiseonika iz pluća do tkiva.	Dijagnostička pretraga	Kapilarni uzorak krvi	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
60.	Karboksihemoglobin (COHb)	Odredjivanje karboksihemoglobina u krvi na ABL biohemijskom analizatoru. Karboksimehemoglobin je vrsta hemoglobina na koji je vezan ugljen monoksid (CO). Fiziološki se u krvi nalazi manje od 2% karboksihemoglobina u ukupnom Hb. Koncentracija raste kod trovanja sa ugljen monoksidom i pušenja.	Dijagnostička pretraga	Kapilarni uzorak krvi	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
61.	Fetalni hemoglobin(HbF)	Odredjivanje fetalnog hemoglobina u krvi na ABL biohemijskom analizatoru. U novorođenčeta više od 50% ukupnog hemoglobina čini fetalni hemoglobin, dok je kod zdravog odraslog čovjeka zastupljen manje od 1%. Povišene vrijednosti u odraslih osoba pojavljuju se u svim vrstama malokrvnosti (anemija), akutnoj leukemiji i u	Dijagnostička pretraga	Kapilarni uzorak krvi	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547

62.	Methemoglobin (MetHb)	Određivanje methemoglobina u krvi na ABL biohemijskom analizatoru. Tragovi methemoglobina mogu biti normalno zastupljeni u krvi. Povećane vrijednosti mogu uzrokovati neke tvari i lijekovi kao hlorati, acetilsalicilna kiselina i dr.	Dijagnostička pretraga	Kapilarni uzorak krvi	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
63.	Kompletan pregled urina fizikalno-hemijske osobine	Makroskopski pregled kojim se određuje boja i zamućenost urina. Urin se sastojod 95% vode i 5% krutog materijala. Stvara u bubrežima i čini glavni ekskretorni organ ljudskog tijela. Svjež urin zdravih ljudi obično je bistar svijetlo do tamno žute boje.	Dijagnostička pretraga	Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
64.	pH urina	Određivanje pH urina testnim trakama. Ph označava slobodne vodonikove jone (H <sup>+</sup> ) odnosno kiselu ili alkalnu reakciju urina.	Dijagnostička pretraga	Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
65	Specifična težina	Određivanje specifične težine urina testnim trakama se koristi da bi se dobile informacije o stanju bubrega i hidratisanosti pacijenta.	Dijagnostička pretraga	Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
66.	Bilirubin u urinu	Određivanje bilirubina testnim trakama. Bilirubin nastaje razgradnjom hemoglobina u ćelijama retikuloendotelnog sistema. Pozitivan je kod hepatitisa i drugih jetrenih bolesti a negativan kod hemolitičkih bolesti.	Dijagnostička pretraga	Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
67.	Urobilinogen u urinu	Određivanje urobilinogena u urinu testnim trakama. Urobilinogen nastaje metabolizmom hemoglobina. Povišen je u slučajevima pojačane razgradnje eritrocita, a snižen kod otežanog oticanja žuči.	Dijagnostička pretraga	Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
68.	Ketonska tijela u urinu	Određivanje ketonskih tijela u urinu testnim trakama. Ketonska tijela krajnji su produkt metabolizma masnih kiselina. Povišena su u dijabetičkoj ketoacidozi, dugotrajnom povraćanju i gladovanju.	Dijagnostička pretraga	Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
69.	Glukoza u urinu	Određivanje šećera (glukoze) u urinu testnim trakama se koristi u dijagnostici i praćenju efekata liječenja šećerne bolesti. Prisustvo šećera u urinu ne znači uvijek bolesno stanje, neke osobe imaju snižen bubrežni prag za izlučivanje šećera.	Dijagnostička pretraga	Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
70.	Proteini u urinu	Određivanje proteina (albumina) u urinu testnim trakama služi u dijagnostici bubrežnih bolesti. Urini zdravih ljudi ne sadrže proteine.	Dijagnostička pretraga	Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>



71.	Nitriti u urinu	Odredjivanje nitrita u urinu testnim trakama. Pojavljivanje nitrita u svježem urinu uvijek je znak infekcije urogenitalnog trakta.	Dijagnostička pretraga	Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
72.	Sediment urina	Mikroskopska analiza nativnog, neobojenog istaloženog urina sa odredjivanjem vrste i karakteristika nadjenih elemenata. U talogu se mogu naći leukociti, eritociti, ćelije pločastog epitela, hijalini i nehijalini cilindri, bakterije, gljivice, sluz, kristali i soli. Nalaz sedimenta urina se koristi u dijagnostici i praćenju toka bubrežnih bolesti.	Dijagnostička pretraga	Sediment urina	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
73.	Hemosiderin u urinu	Mikroskopsko odredjivanje hemosiderina u urinu metodom po Rous-u. Povišene vrijednosti hemosiderina nalaze se u hemolitičkim anemijama povezanim sa intravaskularnom hemolizom.	Dijagnostička pretraga	Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
74.	Urin po metodi Addis-a	Mikroskopska analiza istaloženog urina u Neubaerovoj komori sa ciljem određivanje eritrocita i leukocita u minutnom volumenu urina po metodi Addis-a.	Dijagnostička pretraga	Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
75.	Organoleptička ocjena ejakulata	Makroskopska analiza količine, boje, mirisa, viskoznosti i likvefakcije ejakulata. ili sperma je bjelkasta, gusta tekućina koja	Dijagnostička pretraga	Ejakulat	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
76.	Ocjena pokretljivosti spermija u ejakulatu	Odredjivanje pokretljivosti spermatozoida nativno. Kap ejakulata, dobro promućkati i stavi na predmetno staklo, pokriti pokrovnim staklom i broje se pokretni, slabo pokretni i nepokretni spermatozoidi mikroskopiranjem.	Dijagnostička pretraga	Ejakulat	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
77.	pH ejakulata	Odredjivanje pH ejakulata testnim trakama. Ph označava slobodne vodonikove jone ( $H^+$ ) odnosno kiselu ili alkalnu reakciju ejakulata.	Dijagnostička pretraga	Ejakulat	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
78.	Određivanje brojčane koncentracije leukocita u ejakulatu	Odredjivanje leukocita u ejakulatu mikroskopskom analizom. Uzeti 20 $\mu$ l ejakulata, staviti u epruvetu i 380 $\mu$ l fiziološke otopine. Dobro promješati i sataviti u komoru za brojanje leukocita.	Dijagnostička pretraga	Ejakulat	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
79.	Određivanje brojčane koncentracije leukocita u ejakulatu	Odredjivanje leukocita u ejakulatu mikroskopskom analizom. Uzeti 20 $\mu$ l ejakulata, staviti u epruvetu i 380 $\mu$ l fiziološke otopine. Dobro promješati i sataviti u komoru za brojanje leukocita.	Dijagnostička pretraga	Ejakulat	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>

80.	Određivanje fruktoze u ejakulatu	Određivanje vrijednosti fruktoze u ejakulatu određuje se spektrofotometrijski -metodom heksokinaza po Kunst-u.	Dijagnostička pretraga	Ejakulat	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
81.	Acido bazni status (ABS)	Acido bazni status podrazumjeva kvantitativno određivanje parametara pH, parcijalnog pritiska CO <sub>2</sub> (pCO <sub>2</sub> ), parcijalnog pritiska O <sub>2</sub> (pO <sub>2</sub> ) kao i izračunavanje koncentracije bikarbonati (HCO <sub>3</sub> ), ukupni ugljen dioksid (TCO <sub>2</sub> ), suvišak baze (BE), zasićenje hemoglobina kisikom (sO <sub>2</sub> ) na osnovu kojih se procjenjuje kiselinsko/bazno stanje krvi. Na osnovu gornjih parametara dobva se uvid da li se radi o respiratornoj ili metaboličkoj acidozi, odnosno alkalozii, što je bitno za procjenu komatoznih stanja, u kontroli bolesnika sa šećernom bolesti, te plućnim i bubrežnim bolestima.	Dijagnostička pretraga	Kapilarna/ Arterijska/ Venska krv	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
82.	Albumini (ALB)	Albumini su jednostavni proteini toplivi u vodi, koji su važni za održavanje onkotskog pritiska, a imaju i transportnu funkciju. Promjene koncentracije albumina klinički su važne naročito snižene vrijednosti kod nefrotskog sindroma, zbog gubitka albumina urinom. Određivanje koncentracije albumina u serumu na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max I Archet c8000, aU480 metodom brom krezol zeleno.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
83.	Albumini u urinu i cerebrospinalnoj tečnosti (ALB U i ALBC)	Albumini normalno nisu prisutni u urinu i njihova pojava naziva se mikroalbuminurija i prvi su znak dijabetičke nefropatije. Određivanje koncentracije albumina u urinu i cerebrospinalnoj tečnosti na biohemijskom analizatoru BN* Systems heterogenom imunonefelometrijskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Urin Likvor	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
84.	Alanin aminotransferaza (ALT)	ALT je enzim iz grupe transferaza, koji učestvuje u prenosu amino grupe između amino kiselina i ketokiselina. Aktivnost ALT-a, povišena je kod raznih bolesti jetre, ali i pankreasa. Određivanje aktivnosti alanin aminotransferaze (ALT) na biohemijskom analizatoru Dimension kinetičko-enzimatskom metodom	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
85.	Alfa 1 antitripsin (AAT)	AAT je glavni inhibitor proteaza u krvi i pripada skupini proteina "AKUTNE FAZE", pa se povišene vrijednosti mogu naći kod akutnih upalnih procesa, reumatoidnog artritisa i u trudnoći. Snižene vrijednosti AAT, su karakteristične za urođeni nedostatak AAT, što povećava rizik za razvoj emfizema i bolesti jetre u djece i odraslih. Aktivnost alfa 1antitripsina (AAT) određuje se imunonefelometrijskom metodom na BNII Nephelometru.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
86.	Alfa fetoprotein (AFP)	AFP je glikoprotein, koji se normalno stvara u jetri fetusa, ali odmah po rođenju, koncentracija mu opada i dostiže vrijednosti odraslih osoba nakon godinu dana. Povećane koncentracije AFP-a javljaju se u malignim bolestima, u akutnim i hroničnim oboljenjima jetre kao i u trudnoći. Određivanje koncentracije AFP na biohemijskom analizatoru Architect-u metodom heterogene imunohemiluminiscencije (CMIA).	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma/ Amnionska tekućina (u periodu 15-21 sedmica trudnoće)	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547

87.	Alkalna fosfataza (ALP)	ALP je enzim kojeg najviše ima u kostima, jetri, placenti, nešto u bubrezima i probavnom traktu. Najveću aktivnost pokazuje u baznoj sredini. Određivanje ALP može služiti kao tumorski marker, te kao indeks bolesti jetre i kosti u korelaciji sa ostalim kliničkim parametrima. Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze (ALP) na biohemijskom analizatoru Dimension RxLMax I Architect c8000, kinetičkom metodom.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
88.	Amilaza (AMY)	Amilaza je enzim iz grupe hidrolaza, razgrađuju škrob odnosno glukagon. Amilaza se smatra specifičnim enzimom za gušteraču, pa je njeno određivanje važno u dijagnostici bolesti gušterače, ali žljezda slinovnica. Određivanje aktivnosti amilaze na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max, Architect c8000 I AU480 kinetičko-enzimatskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma /Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
89.	Amonijak (AMON)	Amonijak je produkt metabolizma dušikovih spojeva. Određivanje amonijaka je važno u dijagnostici bolesti jetre u prvom redu, ali i kod teških krvarenja u crijevima, kod opsežnih dermatoza i kod urođenih grešaka sinteze uree. Određivanje koncentracije amonijaka na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max I Architect c8000 kinetičko-enzimatskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Plazma	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
90.	Antigen karcinoma Ca 15-3 (Ca 15-3)	To je visokomolekularni glikoprotein koji se nalazi u žljezdanim kanalima dojke. Povišene vrijednosti se nalaze kod metastatskih karcinoma dojke. Koristi se za praćenje toka i prognoze bolesti. Određivanje koncentracije DF3 antigena (antigen karcinoma Ca 15-3) na biohemijskom analizatoru ARCHITECT i1000 metodom heterogene imunohemiluminiscencije(CMIA).	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
91.	Antigen karcinoma Ca 125 (Ca 125)	To je glikoprotein koji se u zdravih ljudi nalazi u koncentraciji do 35IU/ml, a pri postojanju dobroćudnih tumora nalazi se u blago povišenim koncentracijama. Značajno povišene koncentracije prisutne su kod malignih tumora jajnika, jajovoda i maternice, a mogu biti povišene i kod malignih tumora dojke, pluća i probavnog trakta. Određivanje koncentracije Ca 125 antigena (antigen karcinoma Ca 125) na biohemijskom analizatoru ARCHITECT i1000 metodom heterogene imunohemiluminiscencije(CMIA).	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
92.	Apolipoproteini A i Apolipoprotein B	Apolipoproteini A i B su kompleksni spojevi masti i bjelančevina, koji se nalaze u vanjskom omotaču određene vrste masti (lipoproteina HDL, VLDL i hilomikrona). Smatra se da je APO A i APO-B ukazuju na rizik od ateroskleroze i srčane bolesti bolje od holesterola. Određivanje koncentracije apolipoproteina A (APO-A) i apolipoproteina B (APO-B) se vrši na analizatoru BNII Nephelometar metodom imunonefelometrije.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma sa heparinom	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>

93.	Aspartat aminotransferaza (AST)	AST je enzim iz grupe transferaza, koji učestvuje u prenosu amino grupe između amino kiselina i ketokiselina. Koncentracije AST kod infektivnih bolesti jetre mogu biti više 50-70 puta, a značajno je povišen i kod mišićne distrofije. Određivanje AST je važno i u dijagnostici srčanog infarkta, kada AST počinje rasti već nakon 6 sati poslije infarkta. Određivanje aktivnosti aspartat aminotransferaze (AST) na biohemijском analizatoru Dimension RxL „Architect c8000 i AU480 kinetičko enzimatskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547.
94.	Bakar (Cu)	Bakar je esencijalni oligoelement, koji je potreban za rast i normalan metabolizam kao i za stvaranje eritrocita. Povišena koncentracija bakra prati akutne i hronične bolesti jetre, anemije, maligne tumore, ali je određivanje bakra najvažnije u dijagnostici Wilsonove bolesti. Određivanje koncentracije bakra je na biohemijском analizatoru Architect c8000 metodom spektrofotometrije.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547.
95.	$\beta$ -humani horionski gonadotropin ( $\beta$ -hCG)	$\beta$ -hCG je hormon povišen u trudnoći, zloćudnom tumoru posteljice, ali i u tumorima pluća, želuca, gušterače, endometrija i jetre. Određivanje koncentracije $\beta$ -humani horionski gonadotropin je na imunohemijском analizatoru ARCHITECTi1000 i 2000 metodom heterogene hemiluminiscencije.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547.
96.	$\beta$ -2 mikroglobulin ( $\beta$ 2-M)	$\beta$ 2-M je globulin male molekulske mase. Povišene vrijednosti sreću se u upalnim procesima, bolestima jetre praćene oštećenjem bubrega, autoimunim bolestima, malignim limfomima i virusnim infekcijama (AIDS, CMV i dr.). Test je važan u kontroli pacijenata sa disfunkcijom bubrega ili reumatoidnim artritisom. Određivanje koncentracije $\beta$ 2 mikroglobulina je na biohemijском analizatoru Architect c8000, spektrofotometrijskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma sa: EDTA/heparin i Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547.
97.	Bilirubin ukupni (TBIL)	Bilirubin je produkt razgradnje hemoglobina iz eritrocita, koji se oslobađa nakon njihove razgradnje. Određivanje bilirubina je važno za dijagnosticiranje bolesti jetre, hemolitičkih anemija, svih vrsta žutica i povećanog bilirubina u novorođenčadi. Određivanje koncentracije ukupnog bilirubina na biohemijском analizatoru na biohemijском analizatoru Dimension RxL „Architect c8000 i AU480 spektrofotometrijskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547.
98.	Bilirubin-konjugirani (DBIL)	Konjugirani ili direktni bilirubin nastaje iz bilirubina, koji se u jetri vezuje (konjuguje) sa glukuronskom kiselinom. Povišene vrijednosti DBIL-a javljaju se obstruktivnim bolestima izvodnih žučnih kanala, bolestima jetre i u primarnoj hiperbilirubinemiji. Određivanje koncentracije konjugiranog bilirubina (DBIL) na biohemijском analizatoru Dimension RxL „Architect c8000 i AU480 spektrofotometrijskom metodom	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547.
99.	Bilirubin nekonjugovani (IBIL)	Nekonjugovani ili indirektni bilirubin, vezan na albumine slobodno cirkulira krvlju. Dijagnostički je važan parametar u hemolitičkoj anemiji. Visoke vrijednosti IBIL-a se javljaju u novorođenčadi. Izračunavanje koncentracije nekonjugovanog (IBIL) bilirubina se vrši oduzimanjem konjugiranog bilirubina (DBIL) od ukupnog bilirubina (TBIL).	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547.

100.	Bubrežni kamenac	Određivanje sastava bubrežnog kamenca ručnim metodama na osnovu fizikalnog pregleda, kvalitativne hemijske analize na prisustvo karbonata, oksalata, fosfata, kalcija, magnezija, mokraćne kiseline, ksantina, cistina. Ima važnost pri utvrđivanju uzroka nastanka kamenca, a time značaj pri izboru terapije.	Dijagnostička pretraga	Bubrežni kamenac	Do 10 dana	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
101	Ceruloplazmin (CER)	Ceruloplazmin je glikoprotein za koji je vezano 90% bakra i njegova koncentracija raste sa porastom bakra i obrnuto. Najznačajnija klinička primjena testa je u dijagnozi Wilsonove bolesti, kada su vrijednosti ceruloplazmina snižene. Određivanje koncentracije ceruloplazmina se vrši na analizatoru BNII Nephelometar metodom imunonefelometrije.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
102	Ciklosporin (CYCLO)	Ciklosporin A je imunosupresivni lijek, koji se koristi u liječenju pacijenata kojima je izvršena transplantacija srca, jetre i bubrega, a njegovo određivanje je važno za praćenje i određivanje odgovarajuće količine lijeka. Određivanje koncentracije ciklosporina A na biohemijskom analizatoru Architect i1000 metodom CMIA	Dijagnostička pretraga	Puna krv sa EDTA	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
103	C reaktivni protein (CRP)	C- reaktivni protein je jedan od proteina "akutne faze" upale koji se javlja kao nespecifični odgovor u toku infektivnih i ne infektivnih upalnih bolesti kao što su reumatoidni artritis, kardiovaskularne bolesti i bolesti perifernih krvnih sudova. Mjerenje C-reaktivnog proteina je korisno za otkrivanje, potvrdu i praćenje infekcije. Određivanje koncentracije C reaktivnog proteina (CRP) se vrši na biohemijskom analizatoru Dimension RxL,Architect c8000 I AU480 metodom imunoturbidimetrije.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
104	Delta aminolevulinska kiselina ( $\delta$ -ALA)	Delta aminolevulinska kiselina nastaje kao ključni intermedijer u sintezi hema. Kod nekih porfirija kao kod eritropoetske porfirije vrijednost delta aminolevulinske kiseline u mokraći su u granicama normale dok se patološke vrijednosti nalaze kod akutne intermitentne porfirije, porfirije varijegate (akutne faze) i trovanja olovom. Metoda hromatografija na kolonama sa jonskim izmjenjivačima.	Dijagnostička pretraga	24 h urin	1-5 Dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
105	D-ksiloza	Ksiloza je pentozna koja ne postoji u značajnijoj količini u krvi. Pankreasni emzimii varenja nisu potrebni za njenu apsorpciju. Kada se daje oralno oko 60% se apsorbira pasivno u proksimalnom tankom crijevu i veći dio se izluči putem bubrega. Količina ksiloze u krvi i urinu koristi se za ocjenu mukozalne apsorpcije. Metoda je kolorimetrijsko određivanje sa floroglucinolom.	Dijagnostička pretraga	Serum: na tašte i 1 sat nakon opterećenja/ Urin: sakupljen za 5 sati nakon testa	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
106	Droge	Semikvantitativno određivanje amfetamina (AMP), barbiturata (BAR), benzodiazepina (BZO), ekstazija (ECS), fenilciklidina (PCP), kanabinoide (THC), kokaina i metabolita (COC), metadona (MDN), opijata (OPI) i tricikličnih anidepresiva (TCA) na analizatoru VIVA-E homogenim enzimskim imun esejom.	Dijagnostička pretraga	Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547

107.	Elektroforeza proteina	Određivanje proteina krvi metodom elektroforeze na celuloznom gelu. Elektroforeza proteina je postupak razdvajanja serumskih proteina pod djelovanjem električnog polja. Ovo razdvajanje ovisi o naboju molekula proteina, veličini i obliku čestica. Elektroforetskom tehnikom proteini se razdvajaju na pet glavnih frakcija: albumine, alfa 1 globuline, alfa 2 globuline, beta globuline i gama globuline. Bolesnici sa cirozom jetre često imaju snižene albumine a povišene globuline. Kod bolesnika sa multiplim mijelomom nalazi se monoklonalni protein u području gama globulina. Određivanje se vrši metodom denzitometrije na hydrasis gelu.	Dijagnostička pretraga	Serum	7 dana	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
108	Etanol	Određivanje koncentracije etanola na biohemijskom analizatoru VIVA-E. Metoda je enzimatska-alkohol dehidrogenaza.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma/ Urin	7 dana	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica/ Po naredbi suda	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
109.	Feritin (FRT)	Feritin je kompleksni spoj željeza i apofertina i predstavlja skladišne rezerve željeza u jetri. Koncentracija feritina je snižena kada je sniženo i željezo. Povećana koncentracija feritina javlja se kod pojačane apsorpcije željeza, ciroze jetre i anemija. Određivanje koncentracije feritina se vrši metodom imunonefelometrije, na BNII Nephelometru.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica/ Po naredbi suda	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
110.	Fibrinogen (FIB)	Fibrinogen je globulin, koji ima važnu ulogu u koagulaciji krvi. Povišen je u upalama i bolestima mnogih organa kao što bureg, jetra, zglobovi. Fibrinogen je snižen kada je smanjena funkcija jetre u toksičnom hepatitisu i cirozi jetre. Određivanje koncentracije fibrinogena se vrši metodom imunonefelometrije, na BNII Nephelometru.	Dijagnostička pretraga	Plazma sa: EDTA/ Citratom	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica/ Po naredbi suda	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
111.	Folna kiselina	Folna kiselina je važna za sazrijevanje eritrocita. Kod nedostatka folne kiseline javlja se makrocitna i megaloblastična anemija. Određivanje koncentracije folne kiseline na imunohemijskom analizatoru ARCHITECT i1000 metodom heterogene imunohemiluniniscencije(CMIA).	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica/ Po naredbi suda	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
112.	Fosfor (P)	Fosfor je važan element za ljudski organizam i u krvi se nalazi kao anorganski fosfor ( 85%) i organski fosfor (15%). Određivanje koncentracije anorganskog fosfora važan je pokazatelj koštane izgradnje odnosno razgradnje. Fosfor je povišen u renalnoj insuficijenciji, hipoparatiroidizmu, u trovanju vitaminom D, akromegaliji. Snižena koncentracija fosfora može biti zbog smanjenog unosa hranom, malapsorciji kod bolesnika na dijalizi i alkoholičara, hiperparatiroidizmu, nedostatku vitamina D, kod povraćanja i proljeva i u poremećaju transporta kroz bubrežne tubule. Određivanje koncentracije fosfora se vrši na biohemijskom analizatoru Dimension RxL ,Architect c8000 i AU480 spektrofotometrijskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma/ Urin sakupljan 24 sata	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica/ Po naredbi suda	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
113	Gastrointestinaln i karcinom antigen (Ca19-9)	Ca19-9 ili GICA je glikoprotein. Povišena koncentracija Ca19-9 se javlja u oko 75 - 80% slučajeva karcinoma želuca, pluća, gušterače i kolorektalnih tumora i u oko 8% slučajeva benignih bolesti uglavnom probavnog trakta. Određivanje koncentracije gastrointestinalnog karcinom antigena Ca19-9 kiseline na imunohemijskom analizatoru ARCHITECT i1000 se vrši metodom heterogene imunohemiluniniscencije(CMIA).	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547

114	Globulini (GLOB)	Globulini su proteini koji čine heterogenu skupinu mnoštva raznih proteina sa različitim fiziološkim funkcijama. Tu spadaju: alfa 1 globulini, alfa 2 globulini, beta globulini, fibrinogen i gama globulini. Povećana koncentracija globulina se javlja u cirozi jetre, infektivnim bolestima, endokarditisu, sifilisu, reumatskom artritisu, tuberkulozi i malignim bolestima. Vrijednosti globulina se dobije izračunavanjem razlika između ukupnih proteina i albumina.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
115	Glukoza (GLU)	Glukoza je ugljikohidrat (monosaharid) čiju koncentraciju u krvi regulišu dva hormona: glikagon i inzulin. Određivanje glukoze važno je dijagnozu i praćenje efekata terapije šećerne bolesti. Glukoza je povišena u šećernoj bolesti, feohromocitomu, bolestima gušterače, jetre, bubrega, te u nedostatku B1. Snižene vrijednosti glukoze su uslijed nedostatka glukagona, u karcinomu želuca, inzulinomu, trovanju i urođenim greškama metabolizma. Određivanje koncentracije glukoze na biohemiskom analizatoru Dimension RxL MAX,aRCHITECT C8000 i AU480.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma/ Likvor	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
116	Glukoza tolerans test -oralni (OGTT)	OGTT je funkcionalni test koji se vrši radi dijagnostike poremećaja metabolizma ugljenih hidrata. Pacijentu se izvadi krv na tašte a zatim unosi 50-100grama glukoze. Nakon toga se uzima uzorak krvi u vremenu 30 min, 60 min, 90 min i 120 min. Na osnovu promjena koncentracije glukoze tokom vremena zaključuje se o vrsti i težini	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
117	Glutamil transferaza (GGT)	GGT je membranski enzim iz skupine peptidaza, a nalazi se u svim tkivima osim u mišićima. GGT smatra se najosjetljivijim pokazateljem oštećenja jetre kada aktivnost može biti 5-8 puta veća od normalne. Dobar je pokazatelj u diferencijalnoj dijagnostici hepatocelularne i opstruktivne žutice. Povišena aktivnost može se naći i u bolestima drugih organa kao što su gušterača, srčani mišić i dr. Određivanje aktivnosti g-glutamil transferaze se vrši na biohemiskom analizatoru Dimension RxL MAX,aRCHITECT C8000 i AU480, kinetičkom enzimatskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
118	Haptoglobin (HPT)	Haptoglobin je α2glikoprotein, koji može vezati hemoglobin u stabilan kompleks, čime se sprečava gubitak hemoglobinskog željeza u stanjima pojačanog raspada eritrocita. Haptoglobin je povišen u akutnim stanjima kao što su akutne upale, povrede tkiva, opekotine, hirurške intervencije. Koncentracija haptoglobina opada u hemolitičkim stanjima i pri akutnom oštećenju jetre. Određivanje koncentracije haptoglobina na analizatoru BN*Systems metodom imunonefelometrije.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
119	Hemoglobin A1C (HgA1C)	Hemoglobin je proteinska molekula u crvenim krvnim ćelijama koja se mijenja kada se na nju veže glukoza. Pretraga se izvodi da bi se utvrdila prosječna koncentracija šećera u krvi tokom životnog vijeka crvene krvne ćelije, eritrocita ( 8 do 10 sedmica). U kojoj će se mjeri promijeniti ovisi o prosječnoj koncentraciji šećera u krvi kojoj je protein bio izložen. Ovaj se test koristi u dijagnostici šećerne bolesti, pri određivanju odgovarajuće doze	Dijagnostička pretraga	Puna krv sa: EDTA/ heparinom	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547

120.	5-HIAA	5-HIAA je produkt metabolizma triptofana i serotonina. Pojačano izlučivanje 5-HIAA analazi se kod karcinoidnih tumora. Metoda određivanja je hromatografija na jonskim zmjenjivačima te spektrofotometrijsko određivanje eluata.	Dijagnostička pretraga	24 h urin	7-10 dana	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
121.		17-Hidroksi, kojeg karakteriše prisustvo hidroksilne grupe na 17 C kortikosteroidi (17-OH)** atomu. Nastaju u jetri a izlučuju se urinom. Metoda određivanja je pretraga hromatografija na koolonama sa jonskim izmjenjivačem te spektrofotometrijsko određivanje eluata po Porter-Silberovoj reakciji	Dijagnostička pretraga	24 h urin	7-10 dana	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
122.	Hloridi (Cl)	Hloridi su glavni vanćelijski anioni, čija je osnovna funkcija regulisanje prometa vode u organizmu, regulacija osmotskog pritiska te održavanje anionsko-kationske ravnoteže u vanćelijskom prostoru. Povišene vrijednosti hlorida se javljaju u stanjima dehidracije, bubrežne acidoze i zatajenja bubrega, dekompenziranih srčanih bolesti. Snižene vrijednosti su u nefritisu, raznim poremećajima probavnog trakta praćenim proljevima i povraćanjem. Određivanje koncentracije hlorida na biohemijskom analizatoru Dimension RxL, Architect c8000, AU480, ABL800, Cobas b221 potencimetrijskom metodom sa jonski specifičnim membranskim elektrodama	Dijagnostička pretraga	Serum/ plazma sakupljen u oku 24 sata	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
123.	Hloridi u znoju	Hloridi su elektroliti koji se izlučuju i znojem, a test ima važnost kod sumnje mukoviscidozu ( fibrocistične bolesti) bolest u kojoj se očekuju povišene vrijednosti hlorida u znoju. Određivanje koncentracije hlorida u znoju metodom titracije po Scribner-u.	Dijagnostička pretraga	Znoj	2 dana	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
124.	Holesterol (CHOL)	Holesterol je složeni lipid koji je prisutan u svim ćelijama i tjelesnim tekućinama čovjeka, a služi kao baza za sintezu hormona, vitamina, i žučnih kiselina. Dio holesterola unosi se hranom, ali veći dio nastaje sintezom u organizmu. Visoke vrijednosti holesterola u krvi predstavljaju glavni faktor rizika za aterosklerozu i srčane bolesti. Određivanje koncentracije holesterola (CHOL) na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max, Architect c8000 kintičko-enzimskom reakcijom.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
125.	Holinesteraza (CHE)	Holinesteraza je jetreni enzim, koji se sintetizira u jetri. Određivanje holinesteraze je koristan test u ispitivanju funkcije jetre. Kod trovanja organofosfatima su snižene vrijednosti holinesteraze. Neke osobe uopšte nemaju holinesteraznu aktivnost ili je ona značajno smanjena i ovaj test je značajan za određivanje aktivnosti holinesteraze u tim slučajevima. Određivanje aktivnosti holinesteraze (CHE) na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max, kintičko-enzimskom reakcijom.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547



126.	Homocistein (HCY)	Homocistein je međuprodukt razgradnje amino kiselina cisteina, odnosno metionina. Povišene vrijednosti su kod nekih urođenih grešaka u metabolizmu (homocistinurija), kod kardio vaskularnih bolesti, hroničnih bolesti bubrega. Određivanje koncentracije homocisteina na biohemijskom analizatoru Architect1000 u metodom CMIA.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
127.	Iminuglobulini klase G (IgGcsf)	Određivanje koncentracije imunoglobulina klase G u likvoru na analizatoru BNII imunonefelometrijskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Likvor	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
128.	Iminuglobulini laki lanci (κ)	Pod lakim lancima κ imunoglobulina podrazumjevaju se laki lanci tipa κ. Određivanje koncentracije lakih lanaca je od manje važnosti, već je dijagnostički važan odnos κ/λ. Normalno taj odnos iznosi 2/1, a kod poremećene sinteze lakih lanaca mjenja se taj odnos i izlazi iz okvira normalnih vrijednosti. Određivanje imunonefelometrijski na analizatoru BNII Nephelometar.	Dijagnostička pretraga	Serum Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
129.	Iminuglobulini laki lanci (λ)	Pod lakim lancima λ imunoglobulinima podrazumjevaju se laki lanci tipa λ. Određivanje koncentracije imunoglobulina -laki lanci (λ) na biohemijskom analizatoru BN* imunonefelometrijskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Serum Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
130.	Jodid I (J)	Jod je esencijalni element za funkciju štitne žlijezde koja reguliše rast, razvoj i funkcionisanje mozga i tijela. Određivanje koncentracije jodida spektrofotometrijskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Urin	do 5 dana	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
131.	Kalcij -ukupni (Ca)	Određivanje koncentracije ukupnog kalcija na biohemijskom analizatoru Dimension spektrofotometrijskom metodom sa orto-krezol ftaleinom. Kalcij spada u grupu elektrolita. Iako se oko 99% kalcija nalazi u kostima i zubima, on ima i druge važne funkcije u organizmu i njegova uloga je usko povezana sa fosforom. U krvi se nalazi vezan za proteine, a 45% kalcija se nalazi u obliku jonskog kalcija. Povišena koncentracija kalcija sreće se u hiperparatiroidizmu, malignim bolestima, trovanju vitaminom D, a snižene vrijednosti u hipoparatiroidizmu, nedostatku vitamina D, akromegaliji, dehidraciji. Metoda određivanja je kinetička spektrofotometrija I izvodi se na Dimension RxL, Architect c8000, AU480.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma/ Urin sakupljen u toku 24 sata	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
132.	Kalcij -jonski (Ca <sup>++</sup> )	Jonski kalcij je fiziološki aktivan oblik, pa je njegovo određivanje osjetljiviji pokazatelj metabolizma kalcija. Poseban značaj određivanja jonskog kalcija je u diferenciranju bolesti paratiroidnih žlijezda. Određivanje koncentracije jonskog kalcija na biohemijskom analizatoru ABL835,cOBAS b221 potenciometrijskom metodom sa jon selektivnom elektrodom.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547

133	Kalij (K)	Kalij je glavni intracelularni kation. U eritrocitima koncentracija kalija je oko 20 puta veća nego u krvi i ovisi o njegovom izlučivanju mokraćom. Do porasta vrijednosti kalija dolazi zbog pretjeranog unošenja, te kod bubrežne insuficijencije, masivne hemolize. Snižene vrijednosti su kod hroničnog gladovanja, povraćanja i proliva, primarnom i sekundarnom aldosteronizmu. Određivanje koncentracije kalija na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max, Architect c8000 I Au480 metodom jon selektivnih elektroda,.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma sa heparinom / Urin sakupljen u toku 24 sata	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
134.	Kapacitet vezivanja željeza-nezasićeni (UIBC)	Nezasićeni kapacitet vezivanja željeza predstavlja slobodni transferin za koji nije vezano željezo. U slučajevima snižene koncentracija željeza UIBC će biti povišen. Određivanje nezasićenog kapaciteta vezivanja željeza (UIBC) na biohemijskom analizatoru Architect c8000 metodom spektrofotometrije.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
135.	Kapacitet vezivanja željeza -ukupni (IBCT)	Ukupna sposobnost vezanja željeza je ovisna o koncentraciji transferina. (transferin je protein za koji se vezuje željezo u krvi). IBCT je povišen u hipohromnoj anemiji, akutnom hepatitisu, kasnoj trudnoći, a snižen u infekcijama, pernicioznoj anemiji, cirozi. Određivanje ukupnog kapaciteta vezivanja željeza (IBCT) na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max metodom spektrofotometrije.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
136	Karcinoembrionalni antigen (CEA)	CEA je glikoprotein. To je antigen fetusa koji se podkraj trudnoće zamjenjuje drugim antigenima kao kod odraslih osoba. Povišene koncentracije udružene su sa malignim tumorima najčešće pankreasa, ali i malignim tumorima želuca, debelog crijeva, dojke i metastaza u jetri. On nije strogo specifičan tumorski marker pa se ponekad javlja i u benignim bolestima. Određivanje koncentracije karcinoembrionalnog antigena (CEA) na imunohemijskom analizatoru Architect i 2000 I Vitros Eci metodom imunokemiluminiscencije.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
137.	17-Ketosteroidi (17-KETO)**	17-Ketosteroidi su metaboliti prekursora kije luče adrenalne žlijezde, testisi i u izvjesnoj mjeri jajnik, kojeg karakteriše prisustvo keto grupe na 17 C atomu. METODA je hromatografija na koolonama sa jonskim izmjenjivačem te spektrofotometrijsko određivanje eluata po ZIMMERMANN-u.	Dijagnostička pretraga	24 h urin	7-10 dana	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
138.	Koproporfirini (KOPRO)	Koproporfirini nastaju iz uroporfirina u procesu biosinteze HEM-a. Povišeni su kod kongenitalne eritropoetske porfirije, porfirije kutanee tarde. Metoda je hromatografija na kolonama sa jonskim izmjenjivačem, te spektrofotometrijsko određivanje eluata.	Dijagnostička pretraga	Urin sakupljen u toku 24 sata	2-3 dana	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
139.	Kreatinin (CREA)	Kreatinin nastaje iz kreatina koji je produkt metabolizma aminokiselina arginina i glicina i slobodno cirkuliše tjelesnim tekućinama. Povišen je kod smanjene bubrežne funkcije, ali i kod akromegalije i gigantizma i u prehrani bogatoj mesom. Snižen je kod starijih osoba i u trudnoći. Određivanje koncentracije kreatinina Jaffeovom reakcijom radi se Dimension RxL , Architect c8000, AU480.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma/ Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
140.	Kreatinin klirens	Kreatinin klirens je test koji služi za ispitivanje funkcije bubrega i snižen je srazmjerno sniženju funkcionalne sposobnosti bubrega.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Urin sakupljen u toku 24 sata	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547

141	Kreatinin kinaza (CK)	CK je enzim koji se nalazi prvenstveno u srčanom i skeletnim mišićima. Dijagnostički je važan pokazatelj srčanog infarkta i mišićnih bolesti naročito distrofije, kada vrijednosti CK mogu i do 50 puta veće od normalnih. Povišene vrijednosti CK mogu se naći i u traumama kao i kod povećane mišićne aktivnosti. Određivanje aktivnosti kreatin kinaze (CK) na biohemijskom analizatoru Dimension RxL MaX, Architect c8000 i AU480 se vrši kinetičko-enzimatskom reakcijom.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
142.	Kreatinin kinaza izoenzim mMB (CK- MB)	Određivanje koncentracije izoenzima (CK- MB) na biohemijskom analizatoru Dimension imunološkom metodom. Povišene vrijednosti CK- MB ukazuju na srčani infarkt. Određivanje aktivnosti CK- MB na biohemijskom analizatoru Architect c8000 se vrši kinetičko-enzimatskom reakcijom..	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
143	Krv u stolici-okultno krvarenje	Hemoglobin i drugi spojevi hema daju sa aromatičnim spojevima ljubičasto obojenje. Test služi u dijagnostici različitih oboljenja probavnog trakta koji su praćeni sa krvarenjem. Dokazivanje tragova krvi u stolici kvalitativnom metodom sa aminopirinom.	Dijagnostička pretraga	Stolica	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
144.	Laktati (LACT)	Laktati su spojevi mliječne kiseline, i predstavljaju međuprodukt metabolizma ugljenih hidrata. Povišene vrijednosti laktata nalaze se u stanjima smanjene količine kiseonika tkivima u šoku, srčanog dekompenzaciji, dijabetičkoj komi, nedostatnoj funkciji plućna i slično, ali u i u stanjima pojačane fizičke aktivnosti. Određivanje koncentracije laktata (LACT)se vrši na ABL800 analizatoru metodom jon selektivnih elektroda.	Dijagnostička pretraga	ABS cjevčica	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
145	Laktat dehidrogenaza (LDH)	LDH je enzim koji se nalazi u tkivu jetre, srca, bubrega, skeletnim mišićima i eritrocitima. Povišene vrijednosti LDH su u megaloblastičnoj i pernicioznoj anemiji, virusnom hepatitisu, šoku, srčanom infarktu, bubrežnim bolestima, metastatskim karcinomima. Određivanje aktivnosti laktat dehidrogenaze (LDH) na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max, Architect c8000 se vrši kinetičko-enzimatskom reakcijomkinetičko enzimskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
146.	Lijekovi (Antiepileptici)	Određivanje koncentracije fenobarbitona (PHNO), karbamazepina (CRMB) i valproične kiseline (VALP) na biohemijskom analizatoru Architect i1000, metodom CMIA	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	
147.	Lipaza (LIP)	Lipaza je enzim iz grupe hidrolaza. Stvara se u gušterači. Kod akutne upale gušterače koncentracija lipaze raste prije i ostaje duže povišena nego amilaza.Određivanje aktivnosti Dimension RxL Max, AU480 , spektrofotometrijskom metodom po Myrtle i Zell-u.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
148.	Lipoproteini visoke gustoće (HDL)	HDL su lipoproteini najveće gustoće, sadrže najviše proteina, ali i značajnu količinu holesterola. Smatra da ovaj holesterol nije štetan i da čak ima zaštitno djelovanje i sprječava razvoj bolesti srca. Određivanje koncentracije lipoproteina visoke gustoće (HDL) na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max, Architect c8000spektrofotometrijskom metodom sa holesterol esterazom,holesterol oksidazom i peroksidazom.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>

149	Lipoproteini male gustoće (LDL)	LDL su lipoproteini male gustoće, koji sadrže najviše holesterola i najodgovorniji su za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Određivanje koncentracije lipoproteina male gustoće (LDL) na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max, Architect c8000, spektrofotometrijskom metodom sa holesterol esterazom, holesterol oksidazom i peroksidazom	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
150	Lipoproteini vrlo male gustoće (VLDL)	VLDL su lipoproteini koji sadrže u najvećoj mjeri trigliceride. Određivanje koncentracije lipoproteina vrlo male gustoće (VLDL) na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max, Architect c8000, računska metoda.	Dijagnostička pretraga RAČUNSKA METODA	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
151.	Lipoproteini A (Lp-a)	Lp-a je apolipoprotein, koji se nasljeđuje autosomno dominantno i mogao bi biti važan kao rani marker koronarnih bolesti i moždanog udara. Određivanje koncentracije lipoproteina (Lp-a) na biohemijskom analizatoru BN* -imunonefelometrijskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
152.	Litij (Li)	Litij je jedan od sastojaka nekih od lijekova koji se koriste u terapiji bipolarnе (manično-depresivne bolesti). Mjerenje koncentracije litija služi za praćenje terapijskih vrijednosti lijeka. Određivanje koncentracije litija (Li) na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max spektrofotometrijskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
153.	Magnezij (Mg)	Magnezij spada u grupu elektrolita i od vitalne je važnosti za čovjeka. Njegov metabolizam regulišu razni hormoni a najvažniji je aldosteron, koji smanjuje apsorpciju u crijevu i povećava izlučivanje magnezija preko bubrega. Povišene vrijednosti magnezija su rijetke, a snižene se javljaju usljed smanjenog unošenja hranom, kod hroničnih proljeva, akutnih bubrežnih bolesti, kod alkoholičara. Određivanje koncentracije magnezija (Mg) na Dimension RxL Max, Architect c8000, AU480 spektrofotometrijskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma sa heparinom/ Urin sakupljen u toku 24 sata	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
154.	Melanin	Kvalitativno dokazivanje melanina metodom sa Na-nitrofericijanidom "Thormalenov test".	Dijagnostička pretraga	Urin	1-2 dana	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
155.	Metabolički skrining urina	Kvalitativna analiza urina na prisustvo fenilalanina (test I), histidina, cistina, homocistina (test II), monosaharida (test III), tirozina (test IV), aminokiselina (test V), račvastih aminokiselina (test VI), mukopolisaharida (test VII) i proteina (test VIII)	Dijagnostička pretraga	Urin, prvi jutarnji	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
156	Mioglobin (MYO)	Određivanje koncentracije mioglobina (MYO) metodom heterogene imunoturbidimetrije na imunohemijskom analizatoru Nephelomaetar BN II system.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma sa: heparinom ili EDTA	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547

157	Mokraćna kiselina (URCA)	Određivanje koncentracije mokraćne kiseline (URCA) na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max, Architect c8000, spektrofotometrijskom metodom sa urikazom.	Dijagnostička pretraga	Serum Plazma sa heparinom Urin sakupljen u toku 24 sata	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
158	Natrij (Na)	Određivanje koncentracije natrija (Na) na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max, ABL 800 I Cobas b221 potencijometrijska metoda sa ion selektivnim membranskim elektrodama.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma sa heparinom/ Urin sakupljen u toku 24 sata	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
	Ntx-telopeptid	Određivanje koncentracije NTx na analizatoru VITROS-ECI.  N-telopeptid x je polipeptid koji nastaje razgradnjom kolagena tipa 1 iz matriksa kosti, djelovanjem osteoklasta. Ntx se izlučuje urinom. NTx je specifični pokazatelj resorpcije kosti i važan je u dijagnozi osteoporoze, a također i kao pokazatelj koštanog odgovora kod postmenopausalnih pacijentica koje primaju nadomjesnu hormonsku terapiju kao i u dijagnozi Pagetove bolesti.	Dijagnostička pretraga	Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemij	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnic	
159.	Osmolalnost (Osm)	Osmolalnost je koncentracija osmotski aktivnih čestica u krvi. Povišene vrijednosti se nalaze u stanju dehidracije organizma, dijabetičnoj ketoacidozi, trovanja alkoholom, dijabetes insipidusu. Snižene vrijednost su u adrenokortikalnoj insuficijenciji, intoksikaciji vodom, postoperativnim stanjima. Određivanje osmolalne koncentracije (Osm) na principu krioskopije, sniženja tačke leđišta.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma/ Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
160.	Paraprotein (Bence-Jones proteini)	Bence-Jones proteini se javljaju u mokraći usljed poremećaja sinteze imunoglobulina, u bolesnika sa mijelomom, osteosarkomom i leukemijama. Kvalitativno dokazivanje paraproteina metodom taloženja sa sirćetnom, ili hlorovodoničnom kiselinom.	Dijagnostička pretraga	Urin	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
161.	Porfirini -Ukupni	Određivanje ukupnih porfirina na hromatografskim kolonama, metodom hromatografske spektrofotometrije. Ukupni porfirini su ciklični spojevi koji predstavljaju međuprodukte u biosintezi HEM-a. Porfirini se normalno izlučuju iz organizma stolicom, a manje urinom. Povišene vrijednosti porfirina se javljaju kod nasljednih bolesti kao što je kongenitalna eritropoetska porfirija, eritropoetska protoporfirija, akutna intermitentna porfirija, aplastične anemije. Određivanje se vrši hromatografski na mikrokolonama, sa jonoizmjenjivačima.	Dijagnostička pretraga	Urin sakupljen u toku 24 sata	2-3 dana	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
162	Porfobilinogen (PBG)	Određivanje porfobilinogena (PBG) na hromatografskim kolonama, metodom hromatografske spektrofotometrije.	Dijagnostička pretraga	Urin sakupljen u toku 24 sata	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
163	Prostata specifični antigen -ukupni (PSA)	Određivanje ukupnog prostata specifičnog antigena (PSA) na imunohemijskom analizatoru Architect i2000 metodom heterogene imunohemiluminescencije (CMIA).	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>

164.	Prostata specifični antigen-slobodni (PSA-FREE)	Određivanje slobodnog prostata specifičnog antigena (PSA-FREE) na imunoheimijskom analizatoru Architect i2000metodom heterogene imunoheimijske metode (CMIA).	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
165	Proteini u urinu i likvoru	Određivanje koncentracije ukupnih proteina na bioheimijskom analizatoru Dimension Dimension RxL Max, metodom spektrofotometrije sa pirogolalimolibatatom.	Dijagnostička pretraga	Likvor/ Urin sakupljen u toku 24 sata	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
166	Proteini u serumu	Proteini su kompleksni spojevi u čiji sastav ulaze aminokiseline. Proteini imaju brojne funkcije u organizmu čovjeka: građivnu, zaštitnu (antičijela), transportnu, puferisku, katalizatorsku, regulišu koloidno-osmotski pritisak i druge specifične funkcije. Promjena koncentracije proteina, u različitim bolestima je različita, pri čemu može doći do promjene ukupnih proteina ili samo pojedinih frakcija. Određivanje koncentracije se vrši na bioheimijskom analizatoru DimensionRxL i c8000, Architect c8000 I AU480, spektrofotometrijskom metodom. vrši bioheimijskom analizatoru Dimension Dimension RxL Max,	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
167.	Salicilati	Određivanje koncentracije salicilata metodom spektrofotometrije. Salicilati su lijekovi koji se koriste za kod upalnih procesa.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
168.	Stolica na probavljivost	Mikrokopski pregled stolice na prisustvo mišićnih vlakana, škroba i masti, metodom mikroskopije. Probava je dobra ako se nađu samo male poligonalne ili okrugle ploče nejasnih kontura. Kod zdravog čovjeka nalaze se i pojedina zrnca škroba.	Dijagnostička pretraga Mikroskopski pregled	Stolica	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
169.	Takrolimus (TACRO)	Određivanje koncentracije takrolimusa (TACRO) na imunoheimijskom analizatoru Architecti1000 heterogenom enzim imunološkom metodom. Takrolimus je imunosupresivni lijek koji se daje pacijentima sa transplantiranom jetrom. Takrolimus se u krvi vezuje za familiju proteina označenih kao PK506 vezujući proteini. Imunosupresivno djelovanje takrolimusa zasniva se na inhibiciji i blokadi proliferacije T limfocita.	Dijagnostička pretraga	Puna krv uzeta sa EDTA	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
170	Transferin (TRF)	Transferin je β1 mikroglubulin koji se sintetizira u jetri. Transferin vezuje željezo koje se tako prenosi u cirkulaciji. Povišene vrijednosti transferina su u anemijama uzrokovanim nedostatkom željeza (sideropenijska anemija), a snižene vrijednosti prisutne su u cirozi jetre, hroničnim infekcijama, gladovanju i bolestima bubrega.Određivanje koncentracije transferina vrši se na imunoheimijskom analizatoru Nephelometar BN II system., metodom nefelometrije.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547

171	Trigliceridi (TGL)	Trigliceridi su spojevi masnih kiselina i glicerola. Povišene koncentracije triglicerida nalaze se kod nekih poremećaja metabolizma lipoproteina, kao i kod šećerne bolesti, opstruktivne žutice, hipofunkcije štitne žlijezde. Snižene koncentracije triglicerida su manje dijagnostičke vrijednosti. Određivanje koncentracije triglicerida (TGL) na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max I Architect c8000 spektrofotometrijskom metodom.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
172.	hs TNI	Troponin je proteinska molekula koja se nalazi u skeletnim i srčanom mišiću. Povišene vrijednosti troponina nalaze se kod infarkta miokarda, hronične ishemijske bolesti srca, miokarditisa, povreda kao i drugih bolesti skeletnih mišića. Određivanje koncentracije hs troponina (hsTNI) se vrši na imunoheмиjskom analizatoru Architect1000 I Architecti2000, metodom CMIA.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
173.	Urea (BUN)	Urea je glavni produkt razgradnje proteina. Važnost ovog testa je u ispitivanju funkcije bubrega. Urea je povišena u oslabljenoj funkciji bubrega. Snižene vrijednosti nalaze se pri ishrani siromašnoj proteinima, u kasnoj trudnoći, u djece, kod oštećenja jetre i trovanja lijekovima. Određivanje koncentracije uree (BUN) na vrši na biohemijskom analizatoru Dimension RxL Max i Architect c8000 I AU480, metodom kinetičke spektrofotometrije.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
174.	Uroporfirini (URO)	Uroporfirini su porfirini iz kojih nastaju koproporfirini u procesu biosinteze HEM-a. Povišene vrijednosti uroporfirina su kod kongenitalne eritropoetske porfirije. Određivanje koncentracije uroporfirina (URO) na hromatografskim kolonama metodom hromatografske spektrofotometrije.	Dijagnostička pretraga	Urin sakupljen u toku 24 sata	2-3 dana	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
175.	Vitamin B12	Vitamin B12 ili cijankobalamin je kompleksan spoj koji sadrži kobalt. U organizmu služi kao koenzim nekih drugih enzima. Važnost određivanja koncentracije vitamina B12 je u dijagnozi perniciozne anemije, bolesti u kojoj postoji deficit ovog vitamina. Određivanje koncentracije vitamina B12 na imunoheмиjskom analizatoru Architect i2000 metodom CMIA.	Dijagnostička pretraga	Serum/ Plazma sa K3 EDTA	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
	25-OH vitamin D, ukupni	Određivanje koncentracije Vitamina D na analizatoru VITROS-ECI. Vitamin D (kalciferol) je steroidne strukture, koji nastaje iz 7-dehidroholesterolola pod djelovanjem UV zraka u koži. Kalciferol nije biološki aktivan, već se metaboliziranjem u jetri prevodi u aktivni 25-Hidroksi vitamin D	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	
176.	Željezo (IRN)	Željezo je esencijalni oligoelement neophodan za normalnu funkciju organizma. Ulazi u sastav hemoglobina i mioglobina. Višak željeza se pohranjuje u jetri u obliku feritina. Željezo je povišeno u hemosiderozi, akutnom hepatitisu, trovanju željezom, a sniženo u sideropeničnoj anemiji, akutnim i hroničnim infekcijama, krvarenjima, malignim bolestima. Određivanje biohemijskom analizatoru Dimension RxL i Architect c8000, metodom kinetičke spektrofotometrije.	Dijagnostička pretraga	Serum	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547
177.	Amilaza u punktatu	Povišene vrijednosti javljaju se u bolestima organa probavnog sistema kao što su bolesti gušterače, žučnih puteva i žučne kesice. Određivanje vrijednosti amilaza u punktatu metodom kinetičke kolorimetrije na biohemijskom analizatoru Dimension RxL , Architect c8000. I AU 480, metodom kinetičke spektrofotometrije.	Dijagnostička pretraga	Punktat	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> 303 516; 303 549; 303 547

178.	Glukoza u punktatu	Snižena vrijednost glukoze eksudatu prisutne bakterije ,a u transudatu su vrijednosti slične kao u serumu. Određivanje vrijednosti glukoze u punktatu spektrofotometrijskom metodom heksokinaze po Kunst-u.biohemijском analizatoru DimensionRxL i Architect c8000 i AU 480, metodom kinetičke spektrofotometrije.	Dijagnostička pretraga	Punktat	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
179.	Laktat-dehidrogenaza-LDH u punktatu	Serozna tekućina koja oplakuje zloćudne tumore ima povećanu količinu LDH. LDH se određuje spektrofotometrijski -enzimatsa metoda ( lactat-piruvat po Wackeru.) na biohemijском analizatoru DimensionRxL i Architect c8000, metodom kinetičke spektrofotometrije.	Dijagnostička pretraga	Punktat	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>
180.	Proteini u punktatu	Određivanje vrijednosti proteine u tečnostima odstranjenim iz tjelesnih šupljina kao što su trbušna duplja, grudni koš, srčana kesa. Pretraga se koristi pri utvrđivanju uzroka pojave tečnosti (izliva) u navedenim šupljinama. U upalnim procesima tečnost sadrži 30g/l proteina, izlivi drugih uzroka kao što su srčana insuficijencija obično sadrže manje od 10g/l.Određivanje se vršina biohemijском analizatoru DimensionRxL Max i Architect c8000, AU480 spektrofotometrijski.	Dijagnostička pretraga	Punktat	1 dan	Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za biohemiju	Ambulantna uputnica nadležnog Doma zdravlja/ Bolnička uputnica	<a href="mailto:labdijag@ukctuzla.ba">labdijag@ukctuzla.ba</a> <a href="tel:303516">303 516</a> ; <a href="tel:303549">303 549</a> ; <a href="tel:303547">303 547</a>